




ハートサイン をご利用の Android ユーザーの皆さまへ

Googleの仕様変更に伴い、**2026年以降** Google Fitからデータを取得するためには**ヘルスコネクトアプリの連携が必須**となります。

連携をしなければ **Google Fitのデータを取得できなくなります**ので、**2025年中に設定を行ってください**。

今まで



2026年以降



ヘルスコネクトアプリとは？

Google社が提供している歩数や運動量などの健康情報をまとめて管理できるアプリです。様々な健康アプリやウェアラブル端末からデータを集約できるため、自分の健康状態を総合的に把握できます。

設定方法

右記のQRコードからハートサインを最新版に更新し
下記の手順で2つの設定を行ってください。


ハートサインの
アップデートは
こちらから→



1 ヘルスコネクトとハートサインを連携する






①「メニュー」>「通信機器設定」をタップ




②「Health Connect 連携設定」の「未連携」をタップ




③「連携する」をタップ




ヘルスコネクトがインストールされていない場合は、確認メッセージが表示されます。メッセージに従ってストアからインストールし、「使ってみる」をタップした後、**ハートサインアプリへ戻ってもう一度「連携する」をタップ**してください。



④ 「すべて許可」をオンにする



⑤ 「許可」をタップ



⑥ 「Health Connect 連携設定」が「連携済み」になったことを確認

2 Google Fit とヘルスコネクトを連携する



① Google Fit アプリを起動し
右下の「プロフィール」をタップ




② 右上アイコン横の
「歯車マーク」をタップ




③ 「Fit とヘルスコネクトを
同期する」をオンにする



④ 「設定」をタップ



⑤ 「すべて許可」をオンにして
「許可」をタップ



⑥ 「完了」をタップ