



ハートサイン

Android版インストールマニュアル

2022/09/2 版

Android版ハートサインのインストール

本アプリは使用者を限定しているため、Android版のインストールはDeployGateというアプリを使用してインストールを行います。


- 1 医療機関から提供されたQRコードを読み取ります**



- 3 DeployGateを開きます**



- 2 DeployGateをインストールします**




- 4 「同意する」をタップし、インストールに進みます**




Android版ハートサインのインストール


5 警告が表示された場合は、このアプリの設定ボタンから設定を変更します




6 スイッチをタップし、許可に設定します



7 ハートサインをインストールします



8 警告が表示されましたら、インストールするをタップしてください



Android版ハートサインのインストール

9 インストールが完了しましたら、アプリを開いてください



11 利用規約へ同意後、メニューからログインし、使用を開始してください。



10 アプリが起動し、利用規約への同意が促されればインストールは成功です。



歩数の計測 Android版 Google Fit 連携 (Fitインストール)

Google Fit がインストールされていない場合

ハートサインでは歩数の計測を Fit アプリで行ないますのでインストールされていない場合はインストールして初期設定ください。

- 1 Google Play から Fit アプリをインストールしますか？
と訊かれたら「はい」。



- 3 Fit アプリを開く



[アカウント名] で続行する
ボタンをタップ

- 2 Fit アプリをインストール



- 4 Fit アプリを開く



「次へ」をタップ

歩数の計測 Android版 Google Fit 連携 (Fitインストール)

Google Fit がインストールされていない場合

5 アクティビティの記録を「オン」



7 Google Fit でアクティビティの管理という画面が出たら「次へ」を押していき「完了」します



6 身体活動データへのアクセスを「Fit」に許可します



8 Goolge Fit が使用可能になります



ハートサインアプリに戻ってください。

歩数の計測 Android版 Google Fit 連携 暫定版

Google Fit がインストールされている/したあと

- 9 Google Fit と接続できませんと出たら「OK」



- 10 アカウントの選択が出たら Google Fit で使用しているアカウントを選択（通常は1つしかありません）



- 11 2022年8月17日現在「このアプリは Google で確認されていません」とでますが、これは Google の審査中のためです。
(審査完了後は出なくなります)



「詳細」を押してください。




「ハートサイン (安全ではないページ) に移動」を押してください。

歩数の計測 Android版 Google Fit 連携 暫定版

Google Fit がインストールされている/したあと

- 12 「ハートサインが Google アカウントへのアクセスを求めています。」と出たら下にスクロールします



- 13 歩数がカウントできるようになります。



「続行」ボタンをタップ

